



**Rigide
stabilisatie met
zijstaven**

TaloFit-Stiff™

Enkelstabilisator met rigide ondersteuning

TaloFit-Stiff™

Enkelstabilisator met rigide ondersteuning



Productomschrijving:

Product-SKU:

01120301121

Productcategorie:

Premium rigide enkelstabilisator van neopreen met dubbele zijstaven.

Lichaamsdeel:

Enkel

Productoverzicht:

De TaloFit-Stiff is een semi-rigide brace die uitgebreide stabiliteit van de enkel en gecontroleerde beweging geeft.

Doel: Geeft zijwaartse stabiliteit en gecontroleerde beweging en helpt overmatig zwikken naar binnen of buiten te beperken.

Ontwerp: Uitgevoerd met bilaterale rigide kunststof zijstaven, een sokvormige neopreen sleeve en een systeem met drie banden, een bovenband en twee diagonale banden, voor stevige verankering.

Comfort: Voorzien van een hielopening voor de juiste positionering en een laag profiel, zodat de brace goed in schoenen past.

Algemeen: Semi-rigide, duurzaam, stabiliserend en functioneel.

TaloFit-Stiff™

Enkelstabilisator met rigide ondersteuning

Onderdelen van de brace:



A. Bilaterale rigide zijstaven:

Beperken overmatige inversie en eversie voor meer stabiliteit van de enkel.

B. Neopreen behuizing:

Geeft warmte en ondersteunende compressie tijdens activiteit.

C. Zachte binnensleeve:

Zorgt voor een zacht en comfortabel draagcomfort.

D. Dubbele diagonale voetbanden:

Geven instelbare compressie en een stevige verankering.

E. Hielopening:

Houdt de juiste anatomische positie aan en voorkomt dat de brace verschuift.

F. Beenband:

Zet de brace vast rond het onderbeen voor extra stabiliteit.

TaloFit-Stiff™

Enkelstabilisator met rigide ondersteuning

Eigenschappen en voordelen:

- Gladde neopreen constructie die warmte vasthoudt.
- Bilaterale rigide kunststof enkelstabilisatoren.
- Aan te brengen als een sok, dus eenvoudig in gebruik.
- Hielopening voor comfort en stabiliteit.
- Verstelbare bovenband rond het onderbeen.
- Dubbele diagonale voetbanden voor stevige compressie.
- Laag profiel aan de voorzijde, zodat de brace goed in schoenen past.



TaloFit-Stiff™

Enkelstabilisator met rigide ondersteuning

Indicaties:

De TaloFit-Stiff is bedoeld om uitwendige stabilisatie van de enkel te bieden aan mensen met:

- Matige enkelverstuikingen (graad II).
- Chronische instabiliteit van de enkel.
- Terugkerend omslaan of door zakken van de enkel.
- Behoefte aan ondersteuning na letsel of na een periode van immobilisatie, op advies van een zorgverlener.
- Sport of werkzaamheden waarbij extra controle over de enkel nodig is.

Het meest geschikt voor:

- Matige instabiliteit van de enkel.
- Terugkerende enkelverstuikingen.
- Ondersteuning na letsel tijdens activiteit.
- Sporten waarbij extra controle over de enkel nodig is.



TaloFit-Stiff™

Enkelstabilisator met rigide ondersteuning

Maatinformatie:

Beschikbaar in:

- One size - past de meeste gebruikers

Materiaal en samenstelling:

- **Neopreen behuizing**
- **Rigide kunststof zijstaven**
- **Sluitingssysteem met klittenband**

Was- en onderhoudsinstructies:



Alleen
handwas



Wassen met koud
zeepsop



Alleen in schaduw
aan lucht drogen



Niet
strijken



Niet
bleken



Volledig laten drogen
voor gebruik

TaloFit-Stiff™

Enkelstabilisator met rigide ondersteuning

Waarschuwingen / contra-indicaties:

Gebruik de ondersteunende brace niet bij:

- Acute breuken waarvoor rigide immobilisatie nodig is.
- Bandrupturen van graad III, tenzij een zorgverlener anders adviseert.
- Open wonden of geïnfecteerde huid.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen:

- Draag de brace niet langdurig zonder pauzes.
- Niet dragen tijdens het slapen, tenzij een zorgverlener anders adviseert.
- Stop het gebruik bij pijn, gevoelloosheid, tintelingen of huidirritatie en raadpleeg een arts.

Raadpleeg voor gebruik altijd uw arts of fysiotherapeut en volg hun specifieke advies.

VitaBrace

Productinformatie & ondersteuning

www.vitabrace.nl



TaloFit-Stiff™

Enkelstabilisator met rigide ondersteuning

Verkocht en ondersteund door

VitaBrace

www.vitabrace.nl



TaloFit-Stiff™

Productinformatie & ondersteuning

VitaBrace

www.vitabrace.nl

VitaBrace is verkooppunt en aanspreekpunt voor productinformatie
en ondersteuning.



TaloFit-Stiff™

Enkelstabilisator met rigide ondersteuning



Opslag:

Houd uw brace in een hygiënische staat. Was hem indien nodig. Bewaar de brace wanneer u hem niet gebruikt in het meegeleverde ziplockzakje op een schone, droge en hygiënische plek.

TaloFit-Stiff™

Enkelstabilisator met rigide ondersteuning

Draaginstructies:



Stap 1: Open alle banden en schuif de voet in de brace. Zorg dat de hiel goed in de hielopening zit.



Stap 2: Zet de bovenband vast rond het onderbeen om de brace te stabiliseren. Trek de eerste diagonale voetband omhoog en zet hem stevig vast.

TaloFit-Stiff™

Enkelstabilisator met rigide ondersteuning

Draaginstructies:



Stap 3: Trek de tweede diagonale voetband er overheen en zet hem vast om de compressie en ondersteuning af te stellen.



Stap 4: Controleer of de brace stevig aanvoelt en comfortabel bewegen toelaat.

Tip: Voor een optimaal effect moet de brace stevig om de enkel sluiten, met genoeg ruimte voor een goede bloedsomloop.

TaloFit-Stiff™

Enkelstabilisator met rigide ondersteuning

VitaBrace

Volledige productinformatie

www.vitabrace.nl

Disclaimer:

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene product- en gebruiksinformatie. De TaloFit-Stiff is een medisch hulpmiddel van klasse I. Het product is bedoeld ter ondersteuning bij het omgaan met klachten en vervangt geen professionele medische diagnose of behandeling. Raadpleeg bij vragen over een medische aandoening altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

www.vitabrace.nl